

6.2 IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando controla la temperatura del refrigerador a la mañana temprano y por la tarde, podría advertir que es muy alta o muy baja. Si en su banco de sangre se emplea un refrigerador doméstico, recurra a la figura 9 para reconocer los distintos componentes y a la figura 11 para identificar y resolver el problema. Si no se siente capacitado para solucionarlo, solicite ayuda a un colega o llame a un técnico en refrigeración.

Si se trata de un refrigerador especial para sangre, convoque al ingeniero encargado del mantenimiento.